



MIL-TEC Σακίδιο Εκστρατείας 98 ltr - Χακί

€72.18

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη, ευρύχωρη τσάντα ταξιδιού με αποσπώμενους ιμάντες ώμου
- 2 ιμάντες ώμου, ατομικά ρυθμιζόμενοι
- 8 μεγάλες εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 600D πολυεστέρας
- Διαστάσεις: 85x34x29 cm
- Χωρητικότητα: 98 lt