



MIL-TEC Σακίδιο Εκστρατείας με Ροδάκια - Χακί

€112.66

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Μεγάλο σακίδιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σακίδιο πλάτης.

Υλικό: 100% Νάιλον

Διαστάσεις: 78 x 37 x 37 cm

- Μεγάλο κυρίως διαμέρισμα με 5 υπο-διαμερίσματα με φερμουάρ
- 2 πλαϊνά διαμερίσματα με φερμουάρ
- 2 ρόδες στο κάτω μέρος διευκολύνουν την μεταφορά
- Το κάτω μέρος είναι ενισχυμένο με πλαστικό έτσι ώστε να μην φθείρεται η τσάντα
- Αφαιρούμενοι ιμάντες πλάτης
- Ενισχυμένες λαβές
- 4 πλευρικές λαβές
- Μεγάλη Velcro θήκη στο πάνω μέρος της τσάντας