



## SWAT-T Tactical Tourniquet

€20.00

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Το **SWAT-T tourniquet** είναι ένα μοναδικό πολλών χρήσεων tourniquet το οποίο είναι φτιαγμένο από ελαστικό ιμάντα (χωρίς λάτεξ) και μπορεί να εφαρμοστεί για ώρες ολόκληρες και να ασκεί πίεση σε μια πληγή ή σε μια παγοκομπρέσα.

Ο **SWAT-T αιμοστατικός ιμάντας** επιτρέπει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να ελεγχθεί η αιμορραγία και επιτρέπει την εφαρμογή στο βουβώνα και τη μασχάλη καλύτερα από άλλους αιμοστατικούς επίδεσμούς. Η ευκολία εφαρμογής του είναι ένα από τα μέγιστα οφέλη του. Μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ατομικά σε δευτερόλεπτα.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως προστατευτικός επίδεσμος, σαν πιεστικός επίδεσμος, αλλά και ως ελαστικός επίδεσμος.

Ο ιμάντας έχει εφαρμοστεί χιλιάδες φορές και έχει χρησιμοποιήσει και σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν της Ανταρκτικής και βράστηκε σε καυτό νερό χωρίς να παρουσιάζεται κάποια μεταβολή στη απόδοσή του.