



## Αquarprone Σταγόνες Διοξειδίου του Χλωρίου (Με ταμπλέτα Dutrion 1 gr)

€9.34

Αγορά



## Περιγραφή

Το aquarprone είναι η λύση για τον καθαρισμό και τη φρεσκάδα του νερού και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα σε οποιαδήποτε χώρα σε όλο τον κόσμο. Το Aquarprone εξαλείφει τα παράσιτα και τα παθογόνους οργανισμούς από το νερό και βελτιώνει την γεύση του νερού και δεν αφήνει βλαβερά υποπροϊόντα απολύμανσης (DPP's) όπως τα συνηθισμένα απολυμαντικά νερού. Δημιουργεί έτσι το απόλυτα καθαρό νερό χωρίς μικρόβια! Απλά προσθέστε τέσσερις (4) σταγόνες Aquarprone για κάθε λίτρο νερό ή μία (1) σταγόνα σε ένα ποτήρι νερό (250 ml) για να καθαρίσετε το νερό σας. Η συνολική απολυμαντική ικανότητα συσκευασίας είναι τα 250 λίτρα νερού. Το μεγάλο πλεονέκτημα του aquarprone πέρα από την χρήση του καλύτερου και ασφαλέστερου απολυμαντικού (διοξειδίου του χλωρίου) είναι αυτή ακριβώς η δυνατότητα ρύθμισης της απόλυτα ορθής αναλογίας.

Το Aquarprone δεν περιέχει χλώριο (χλωρίνη) αλλά διοξείδιο του χλωρίου!

**Το aquarprone είναι μια ταμπλέτα (Dutrion 1 gr) για τον αντιμικροβιακό καθαρισμό του νερού η οποία διαλύεται σε νερό εντός του φυαλιδίου της συσκευασίας. Δημιουργείται έτσι το κατάλληλο μείγμα για να χρησιμοποιηθεί εκ των υστέρων. Η διάρκεια ζωής του μίγματος (από την στιγμή που θα δημιουργηθεί το μίγμα) είναι 40 με 50 ημέρες. Η ταμπλέτα είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο NSF/ANSI 60 για το πόσιμο νερό.**

Το aquarprone χρησιμοποιείται ευρέως για:

- χρήση νοικοκυριού εξασφαλίζοντας το απόλυτα καθαρό νερό
- επείγουσες και καταστροφικές καταστάσεις
- δραστηριότητες στην ύπαιθρο
- ανθρωπιστικές αποστολές πόσιμου νερού
- στρατιωτικές αποστολές

Η συσκευασία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- ειδικό δοσομετρικό δοχείο
- ταμπλέτα για την δημιουργία του μείγματος
- οδηγίες χρήσης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ - ΑΡ. ΠΡΩΤ:34845 ΚΩΔ.ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: 163

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025