



MIL-TEC Μεταλλικό Κουτί Αποθήκευσης Πυρομαχικών/ Φαρμάκων/Εξοπλισμού - (Με Επιγραφή/Χακί/Μεσαίο)

€28.23

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Το **MIL-TEC Μεσαίο Μεταλλικό Στεγανό Κουτιά Αποθήκευσης Πυρομαχικών/Φαρμάκων/Εξοπλισμού - Με Επιγραφή** είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό μέταλλο, βαμμένο με αντισκωριακή μπογιά σε χακί χρώμα. Το λάστιχο κάτω από το καπάκι του, το καθιστά αδιάβροχο κρατώντας τον εξοπλισμό σας άθικτο από το νερό, την υγρασία, τις σκόνες, κλπ ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει αναδιπλούμενη χειρολαβή.

Είναι ιδανικό για αποθήκευση φαρμακευτικού υλικού αλλά και του εξοπλισμού σας.

Άριστη κατασκευή!

Χαρακτηριστικά:

- Αναπαραγωγή του στρατιωτικού κουτιού του Αμερικάνικου Στρατού
- Με πρακτική αναδιπλούμενη χειρολαβή
- Πλευρικός μηχανισμός ασφάλισης
- Πολυχρηστικό. Ιδανικό για αποθήκευση τροφών μακράς διάρκειας, για στεγανό φαρμακείο Α' Βοηθειών κλπ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 28 x 14 x 18,5 cm
- Βάρος: 2.540 g
- Πάχος τοιχωμάτων καπακιού: 1.2 mm
- Πάχος τοιχωμάτων κουτιού: 0.8 mm

Σημείωση: Πρόκειται για καινούριο αχρησιμοποίητο μεταλλικό κουτί πυρομαχικών.

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025