



MIL-TEC Μαχαίρι Λαιμού με Θήκη

€8.47

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Μαχαίρι λαιμού από την MIL-TEC. Ένα εξαιρετικό μαχαίρι για να το έχετε πάντα μαζί σας. Μικρό και ελαφρύ που το καθιστά ιδανικό να το έχετε κρεμασμένο στο λαιμός σας για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Εξαιρετικά ανθεκτικό και κοφτερό μιας και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.

Έρχεται με θήκη κρέμασης στο λαιμό.

Χαρακτηριστικά:

1. Λεπίδα: 100% ανοξείδωτο ατσάλι
2. Χειρολαβή: 100% ανοξείδωτο ατσάλι
3. Θήκη: Ειδικό υλικό [Kydex](#)
4. Μήκος λεπίδας: 4 cm
5. Συνολικό μήκος: 9 cm
6. Μήκος αλυσίδας (διπλωμένη στο λαιμό): 35cm