



Mil-Spec Monkey Θήκη Εργαλείων & Εξοπλισμού Πολλαπλών Χρήσεων

€13.71 ~~€12.00~~

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Mil-Spec Monkey Θήκη Εργαλείων & Εξοπλισμού Πολλαπλών Χρήσεων

Μια θήκη από την **Mil-Spec Monkey**, για τσάντες με Velcro, η οποία έχει το κατάλληλο μέγεθος για να χωρέσει ένα γεμιστήρα όπλου, ένα πολυεργαλείο, μεσαίου μεγέθους φακό, tourniquet και πολλά άλλα.

Από την στιγμή που ολόκληρη η θήκη είναι φτιαγμένη από Velcro μπορείτε να προσαρμόσετε το σχήμα της όπως εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να της δώσετε το σχήμα κώνου, παραδείγματος χάριν, με σκοπό να έχει το κατάλληλο άνοιγμα για να βγάζετε γρήγορα το πολυεργαλείο που έχετε μέσα αλλά και όταν εισάγεται το αντικείμενο στην θήκη, να σφηνώνει καθώς μπαίνει πιο μέσα.

Επίσης, έχει έναν μικρό **ελαστικό ιμάντα** ο οποίος βοηθά στο μη χάνετε τα αντικείμενα σας και είναι ασφαλή μέσα στην θήκη, ο οποίος όμως μπορεί ανά πάσα στιγμή να αφαιρεθεί όταν δεν είναι απαραίτητος.

Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ.

Mil-Spec Monkey Wrap Multi Pouch

Made for bags with loop / pile interior zones, this pouch was originally sized to fit pistol magazines, but also fits multi-tools, medium sized flashlights, and more.

Since the whole pouch is made of VELCRO® Brand ONE-WRAP® you can get creative with the shape such as making a slight cone shape resulting in a reasonable opening, but a tight fit when the item is pushed in all the way. A jump strap is included for when extra retention is needed, yet is very easy to remove when not needed.

Made In the USA by Tactical Tailor.

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025