



## MIL-TEC Σάκος Πλάτης Laser Cut Assault Tactical

**€32.98**

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Στρατιωτικός σάκος πλάτης τύπου Assault της εταιρίας MIL-TEC. Είναι ο μικρός σάκος της σειράς με χωρητικότητα 20 λίτρα. Είναι εργονομικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην κουράζει την πλάτη και τη μέση του χρήστη. Τα μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι γεμάτο με θέσεις MOLLE τύπου laser cut έτσι ώστε να μπορείτε να στερεώσετε επιπλέον εξοπλισμό σας αλλά και ότι έχει ειδική θέση για τοποθέτηση υδροδοχείου.

Επικαλυμμένη με 100% Polyester, Polyvinylchloride coated

Συνολικός Όγκος: 20 λίτρα

Διαστάσεις: 42 x 20 x 25 cm

Βάρος: 1.100 g

- Ενισχυμένη πλάτη
- Εργονομικό σχήμα λουριά ώμου, περίπου 5 cm πλάτος, ρυθμιζόμενο μήκος
- Σύστημα molle τυπου laser cut για την τοποθέτηση επιπλέον υλικό
- Με ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης για γρήγορη απελευθέρωση
- 2 μεγάλες θήκες με φερμουάρ και διάφορες τσέπες
- 1 μπροστινή τσέπη με organizer και μια επιπλέον θήκη με φερμουάρ
- Όλα τα με φερμουάρ είναι διπλής κατεύθυνσης
- Έλεγχος όγκου και σταθεροποίηση των αποσκευών με πλάγιους ιμάντες συμπίεσης
- Διάφορα MOLLE σημεία στερέωσης
- Με ειδική τσέπη για τοποθέτηση υδροδοχείου

## Χαρακτηριστικά