



MIL-TEC Σάκος Πλάτης Assault LG Tactical 36 Λίτρων - Παραλλαγή Mandra Tan

€31.37

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Επαγγελματικός σάκος πλάτης τύπου Assault της εταιρίας MIL-TEC. Είναι ο μεγάλος σάκος της σειράς με χωρητικότητα 36 λίτρα. Είναι εργονομικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην κουράζει την πλάτη και την μέση του χρήστη. Τα μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι γεμάτο με **θέσεις MOLLE** έτσι ώστε να μπορείτε να στερεώσετε επιπλέον εξοπλισμό σας αλλά και ότι έχει ειδική θέση για τοποθέτηση **υδροδοχείου**.

Χαρακτηριστικά:

- Ενισχυμένη πλάτη
- Εργονομικό σχήμα λουριά ώμου, περίπου 5 cm πλάτος, ρυθμιζόμενο μήκος
- Σύστημα molle για την τοποθέτηση επιπλέον υλικό
- Με ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης για γρήγορη απελευθέρωση
- 2 μεγάλες θήκες με φερμουάρ και διάφορες τσέπες
- 1 μπροστινή τσέπη με organizer και μια επιπλέον θήκη με φερμουάρ
- Όλα τα με φερμουάρ είναι διπλής κατεύθυνσης
- Έλεγχος όγκου και σταθεροποίηση των αποσκευών με πλάγιους ιμάντες συμπίεσης
- Διάφορα MOLLE σημεία στερέωσης
- Με ειδική τσέπη για τοποθέτηση υδροδοχείου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Επικαλυμμένη με 100% PVC
- Συνολικός Όγκος: 36 λίτρα
- Διαστάσεις: 51 x 29 x 28 εκ.
- Βάρος: 1600 g