



MIL-TEC Σάκος Πλάτης Laser Cut Assault SM Tactical 20 Λίτρων - Χακί

€30.65

[Αγορά](#)



Περιγραφή

MIL-TEC Σάκος Πλάτης Laser Cut Assault SM Tactical 20 Λίτρων

Στρατιωτικός σάκος πλάτης τύπου Assault της εταιρίας MIL-TEC. Είναι ο μικρός σάκος της σειράς με χωρητικότητα 20 λίτρα. Είναι εργονομικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην κουράζει την πλάτη και την μέση του χρήστη. Τα μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι γεμάτο με **θέσεις MOLLE** τύπου **laser cut** έτσι ώστε να μπορείτε να στερεώσετε επιπλέον εξοπλισμό σας αλλά και ότι έχει ειδική θέση για τοποθέτηση **υδροδοχείου**.

Χαρακτηριστικά:

- Ενισχυμένη πλάτη
- Εργονομικό σχήμα λουριά ώμου, περίπου 5 cm πλάτος, ρυθμιζόμενο μήκος
- Σύστημα molle τυπου laser cut για την τοποθέτηση επιπλέον υλικό
- Με ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης για γρήγορη απελευθέρωση
- 2 μεγάλες θήκες με φερμουάρ και διάφορες τσέπες
- 1 μπροστινή τσέπη με organizer και μια επιπλέον θήκη με φερμουάρ
- Όλα τα με φερμουάρ είναι διπλής κατεύθυνσης
- Έλεγχος όγκου και σταθεροποίηση των αποσκευών με πλάγιους ιμάντες συμπίεσης
- Διάφορα MOLLE σημεία στερέωσης
- **Με ειδική τσέπη για τοποθέτηση υδροδοχείου**

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Επικαλυμμένη με 100% Polyester, Polyvinylchloride coated
- Συνολικός Όγκος: 20 λίτρα

- Διαστάσεις: 42 x 20 x 25 cm
- Βάρος: 1.100 g

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025