



## MIL-TEC Ανοξείδωτο Ποτήρι με Επένδυση 300 ml & 450 ml

€6.33

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### MIL-TEC Ανοξείδωτο Ποτήρι 300 ml & 400 ml

Ανοξείδωτα με επένδυση ποτήρια από την εταιρία MIL-TEC. Εξαιρετικά ποτήρια τα οποία είναι ιδανικά για το κάμπινγκ, την εξοχή αλλά και γενικά και όλους αυτού που ασχολούνται με δραστηριότητες στην φύση. Διαθέτει διπλό τύχωμα καταφέροντας έτσι να κρατά το περιεχόμενο στην κατάλληλη θερμοκρασία. Διαθέσιμα σε 2 μεγέθη.

Χωρητικότητα

300 ml

400 ml

### MIL-TEC Insulated Mug

Total Volume

300 ml

500 ml