



## MIL-TEC Ανοξείδωτο Ποτήρι με Καραμπίνερ 250 ml & 500 ml

€5.77

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

## MIL-TEC Ανοξείδωτο Ποτήρι με Καραμπίνερ 250 ml & 500 ml

Ανοξείδωτα ποτήρια με χερούλι καραμπίνερ από την εταιρία MIL-TEC. Εξαιρετικά ποτήρια τα οποία είναι ιδανικά για το κάμπινγκ, την εξοχή αλλά και γενικά και όλους αυτού που ασχολούνται με δραστηριότητες στην φύση. Το χερούλι καραμπίνερ είναι ιδανικό έτσι ώστε να κρεμαστεί το ποτήρι από ένα κρίκο, μια θηλιά ή οπουδήποτε εξυπηρετεί τον χρήστη. Διαθέσιμα σε 2 μεγέθη.

Χωρητικότητα	Ύψος	Διάμετρος
250 ml	8,5 cm	8 cm
500 ml	9 cm	10 cm

### MIL-TEC S/STEEL KARABINER CUP

Total Volume	Height	Diameter
250 ml	8,5 cm	8 cm
500 ml	9 cm	10 cm