



## TechTrade Ready-Heat II Θερμική Κουβέρτα Πρώτης Ανάγκης - 122 x 86 cm - 12 PANEL Θέρμανσης

~~€47.58~~ €40.00

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Η Ready-Heat II, της εταιρίας TechTrade, είναι μια κουβέρτα γρήγορης θέρμανσης η οποία έχει σχεδιαστεί για χρήση ως κουβέρτα πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενός σοκ ή μιας υποθερμίας.

Η κουβέρτα θερμαίνεται σε μια θερμοκρασία τουλάχιστον 37,8 °C μέσα σε 10 λεπτά και έχει την δυνατότητα να διατηρήσει αυτήν την θερμοκρασία για περίπου 6 ώρες. Η κουβέρτα αποτελείται στο εσωτερικό της από ένα αφρώδες υλικό και είναι ελαφριά σε βάρος και άνετη στην εφαρμογή.

Η Ready-Heat II θερμική κουβέρτα είναι ιδανική επίσης και για άλλες εφαρμογές όπως να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική κουβέρτα, κουβέρτα έκτακτης ανάγκης και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται ζεστασιά

- Θερμαίνεται έως 37,8 °C μέσα σε 8-10 λεπτά
- Τυλιγμένη σε διάφανη στεγανή αεροστεγή συσκευασία
- Περιέχει 12 πάνελ θέρμανσης
- Διαστάσεις: 122 x 86 cm
- Βάρος: 680g
- NSN # 6532-01-538-0759
- NSN: 6532-01-538-0759 (Nato Stock Number)
- Μιας χρήσης