



Tac Med Θήκη Tourniquet

€~~17.66~~ €16.78

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Αυτό το σύστημα ιμάντων, της εταιρίας Tactical Medical Solutions, είναι μια θήκη συγκράτησης tourniquet πλήρως προσαρμόσιμη για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση της σε οποιαδήποτε MOLLE επιφάνεια, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και με τα δυο χέρια. Επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιήσει κάποιον ανεκμετάλλευτο χώρο και να δώσει προτεραιότητα στον εξοπλισμό που επιθυμεί.

Η θήκη συνοδεύεται με ένα σύστημα για να προσαρμόζεται σε εξοπλισμό MOLLE, γνωστό και ως σύστημα malice (βλέπε φώτο).