



ΤΕΕ-ΥΥ ΚΟΜΒΙ EXPORT Τσάντα Μεταφοράς Σχοινιού Πυροσβέστη - Διασώστη

€73.63

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Μια κλασική τσάντα σκοινιού αφήνει πολλές απαιτήσεις, που υπάρχουν, ανεκπλήρωτες. Προκειμένου να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικά, οι ομάδες διάσωσης που εργάζονται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα – όπως συνίσταται από τους κανονισμούς – χρειάζονται περισσότερες συσκευές διάσωσης από ένα απλό σχοινί.

Η τσάντα μεταφοράς σκοινιού KOMBI είναι η λύση για όλα αυτά τα προβλήματα.

Μπορεί να φορεθεί χιαστεί ή εναλλακτικά στον ώμο. Η τσάντα περιλαμβάνει ένα στεγανό διαμέρισμα για ένα τυποποιημένο σχοινί πυροσβέστη και ένα κάτω τμήμα με φερμουάρ για την αποθήκευση περαιτέρω υλικών διάσωσης.

Ιμάντες συστήματος molle στο εξωτερικό μέρος της τσάντας, ιδανικοί για προσαρμογή επιπλέον εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 48 x Ø 14 cm
- Βάρος: 350 g
- Υλικό κατασκευής: 370G TEC φλογοεπιβραδυντικό

Χαρακτηριστικά