



TEE-UU RESPI LIGHT Τσαντάκι Μέσης Αναπνευστικής Μάσκας Προσώπου Πυροσβέστη - Διασώστη

€39.03

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Συμπαγής θήκη για μεταφορά και αποθήκευση μιας πλήρους αναπνευστικής συσκευής: η τέλεια αντικατάσταση της τη μη πρακτικής πλαστικής θήκης μεταφοράς.

Η μάσκα προσώπου σας προστατεύεται καλά από την επένδυση στο εσωτερικό της τσάντας. Χάρη στον ρυθμιζόμενο διπλό ιμάντα μεταφοράς, η τσάντα μπορεί να φορεθεί και στους δύο γοφούς ή στον ώμο.

Μια μεγάλη περιοχή σήμανσης μέσα στο κάλυμμα επιτρέπει τη μόνιμη σήμανση.

- Υλικό κατασκευής Material: 370G TEC φλογοεπιβραδυντικό
- Διαστάσεις: 25 x Ø 14 cm
- Βάρος: 250 gr
- Πλενόμενο: στους 40°.

Χαρακτηριστικά