



## ΤΕΕ-ΥΥ ULTRA Θήκη Ζώνης Ψαλιδιού

€7.90

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

Η θήκη ULTRA, της εταιρίας TEE-ΥΥ, είναι μια **θήκη ψαλιδιού για τον βασικό εξοπλισμό του διασώστη**. Ψαλίδι και ιατρικός φακός μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια σε αυτήν τη θήκη. Ένας ιμάντας 45 mm στο κάτω μέρος της θήκης επιτρέπει την προσαρμογή ενός ζευγαριού γαντιών ή ενός ασυρμάτου. Επιπρόσθετα, δυο ελαστικοί ιμάντες στο πλάι μπορούν να χωρέσουν κάποιον φακό, σφήνα ή παρόμοια αντικείμενα.

#### Χαρακτηριστικά:

- Μικρός ιμάντας στο άνοιγμα σε γκρι χρώμα που κάνει αντίθεση για γρήγορο εντοπισμό
- Ιμάντας στο μπροστινό μέρος για προσαρμογή εξεταστικών γαντιών ή ασυρμάτου

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 15,5 x 5 x 1,5 cm
- Υλικό: Πολυπροπυλένιο

### Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025