



TEE-UU SAN Θήκη Ζώνης Βασικού Εξοπλισμού

€14.19

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Μια μικρή θήκη για τον βασικό εξοπλισμό του διασώστη, του τραυματιοφορέα, του εθελοντή κλπ. Προσφέρει άμεση πρόσβαση στα εξεταστικά γάντια χάρις το σύστημα GLOVE-FIX. Τα γάντια μπορούν να αποθηκευτούν σφιχτά και με ασφάλεια.

Μια τσέπη για πολυεργαλείο η οποία κλείνει με Velcro και τρία επιπλέον διαμερίσματα παρέχουν στο χρήστη αρκετό χώρο για τον ιατρικό του εξοπλισμό.

Τέλος η θήκη μπορεί να προσαρμοστεί πάνω σε ζώνη είτε οριζόντια είτε κάθετα χάρις τον ιμάντα στο πίσω μέρος της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 17 x 11 x 2 cm
- Υλικό: 1200D polyester

Χαρακτηριστικά