



TEE-UU TOOL Θήκη Ζώνης Διασωστικού Μαχαιριού

€11.85

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Μια συμπαγής θήκη για την ασφαλή αποθήκευση των μαχαιριών διάσωσης. Η θήκη έχει ένα διαμέρισμα για μαχαίρι διάσωσης με επένδυση (πάχος 4 mm) με κλείσιμο velcro. Το διπλό δάπεδο από ύφασμα Hyperlon αποτρέπει το ξέφτισμα της θήκης. Οι ελαστικοί ιμάντες στο πλάι της θήκης προσφέρουν επιπλέον χώρο για ένα μικρό φακό ή στυλό μήκους έως 13 cm. Η θήκη μπορεί να στερεωθεί σε ζώνη ή οποιονδήποτε εξοπλισμό διαθέτει σύστημα molle με θηλιά πλάτους 25 mm – ασφαλισμένη με 2 μεταλλικά κουμπώματα.

Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 14 x 5 x 4 cm
- Κατάλληλο για μαχαίρια διαστάσεων έως 13 x 5 x 2,5 cm
- Υλικό κατασκευής: 1200D Polyester
- Ιμάντας για προσαρμογή του σε ζώνη ή εξοπλισμό με σύστημα molle
- Ενισχυμένος πάτος
- 2 μικροί ελαστικοί ιμάντες για μικροαντικείμενα όπως στυλό, εξεταστικό φακό κ.λπ.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025