



## ΤΕΕ-ΥΥ EQUIBAG Τσάντα Εξοπλισμού

€45.00

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Όταν πρόκειται για μεταφορά προστατευτικού ρουχισμού ή ειδικού διασωστικού εξοπλισμού το μεγαλύτερο ερώτημα είναι που θα αποθηκευτεί ή πως θα μεταφερθεί.

Ο εξοπλισμός πρέπει να αποθηκεύεται με ασφάλεια όταν μεταφέρεται με κάποιο όχημα έκτακτης ανάγκης ή κάποιο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Ο **σάκος EQUIBAG** με χωρητικότητα περίπου 50 λίτρα παρέχει αρκετό χώρο για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE) ή παρόμοιο εξοπλισμό.

Τα άρβυλα του χρήση μπορούν να αποθηκευτούν στο παραμετροποιήσιμο τμήμα του ειδικά σχεδιασμένου χώρου για άρβυλα, προκειμένου να φυλάσσονται ξεχωριστά από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο κυρίως διαμέρισμα με γνώμονα την υγιεινή.

Ο σάκος EQUIBAG είναι κατάλληλος για ποικίλες εφαρμογές όπως:

- Προστατευτικά εργαλεία CBRN
- Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για προστασία από κοψίματα
- Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), σχοινιά και μποντριέ αναρρίχησης
- Πολλές ακόμη εφαρμογές

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του προστατευτικού ρουχισμού ή της στολής σας σε εκπαιδευτικά μαθήματα.

Η αποσπώμενη αντανάκλαστική λωρίδα παρέχει επιπλέον ορατότητα. Μια δεύτερη μη ετικετοποιημένη λωρίδα για την ατομική επισήμανση περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 42 x 41 x 30 cm

- Χωρητικότητα: 50 l
- Βάρος: 1,1 kg
- Υλικό: 100% πολυεστέρας

---

## Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025