



ΤΕΕ-UU RESPI XL Μεγάλη Τσάντα Αναπνευστικής Μάσκας Προσώπου Πυροσβέστη - Διασώστη

€72.02

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η μεγάλη έκδοση XL της αξιόπιστης τσάντας αναπνευστικής μάσκας προσώπου RESPI για να χωράει ιδιαίτερα μεγάλες αναπνευστικές μάσκες προσώπου ή μάσκες κανονικού μεγέθους με ενσωματωμένη συσκευή επικοινωνίας.

Η τσάντα RESPI XL περιλαμβάνει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη «κανονική» έκδοση. Ωστόσο, παρέχει σημαντικά περισσότερο χώρο στο εσωτερικό διαμέρισμα.

Μεγάλη τσάντα για τη μεταφορά και αποθήκευση αναπνευστικής μάσκας προσώπου: η τέλεια αντικατάσταση μιας μη πρακτικής πλαστικής θήκης μεταφοράς. Η μάσκα προσώπου σας προστατεύεται καλά από την επένδυση στο εσωτερικό της τσάντας.

Μια αποσπώμενη θήκη γυαλιών δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύει με ασφάλεια τα γυαλιά του όταν φοράει την αναπνευστική μάσκα προσώπου. Επιπλέον, μια διχτυωτή τσέπη και ελαστικοί ιμάντες είναι εκεί για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων του χρήστη (πχ. Πυρίμαχη κουκούλα προστασίας). Τέλος, η εξωτερική οπή προσφέρετε για να μπορεί ο χρήστης να κρεμάσει διάφορα αντικείμενα. (Πχ με τη βοήθεια του κλιπ γαντιών να αναρτήσει τα γάντια του).

Χάρη στον ρυθμιζόμενο ιμάντα μεταφοράς, η τσάντα μπορεί να φορεθεί και στους δύο γοφούς ή στον ώμο. Επίσης, δυο ιμάντες στο πίσω μέρος της τσάντας επιτρέπουν την προσαρμογή της σε οποιονδήποτε εξοπλισμό που διαθέτει σύστημα molle

Ετικέτα ονόματος μπορεί να προσαρτηθεί στο velcro που υπάρχει στο καπάκι της τσάντας. Ένα μεγάλο πεδίο στο εσωτερικό του καπακιού επιτρέπει πρόσθετη σήμανση.

Η ανακλαστική ταινία που είναι ραμμένη επάνω στο καπάκι αυξάνει την ασφάλεια του πυροσβέστη στο σκοτάδι. Το καπάκι της τσάντας κλείνει με φερμουάρ.

- Εξωτερικές διαστάσεις: 26 x 24x 20cm
- Εσωτερικές διαστάσεις: 24 x 21 x 18 cm
- Υλικό κατασκευής: 370G TEC φλογοεπιβραδυντικό

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025