



MIL-TEC Πλαστικό Στεγανό Κουτί Αποθήκευσης Πυρομαχικών - Φαρμάκων - Εξοπλισμού

€44.68

[Αγορά](#)

Περιγραφή

MIL-TEC Πλαστικό Στεγανό Κουτί Αποθήκευσης Πυρομαχικών - Φαρμάκων - Εξοπλισμού

Σημειώνουμε ότι πρόκειται για καινούριο αχρησιμοποίητο πλαστικό κουτί πυρομαχικών.

Κουτί αποθήκευσης πυρομαχικών φτιαγμένο από ανθεκτικό πλαστικό σε χακί χρώμα. Το λάστιχο κάτω από το καπάκι του, το καθιστά αδιάβροχο κρατώντας τον εξοπλισμό σας άθικτο από το νερό ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει αναδιπλούμενη χειρολαβή.

Χαρακτηριστικά:

- Είναι ιδανικό για αποθήκευση φαρμακευτικού υλικού αλλά και του εξοπλισμού σας.
- Περιέχει χωρίσματα για καλύτερη οργάνωση του εξοπλισμού σας.
- Άριστη κατασκευή!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 33 x 24 x 19,5 cm
- Βάρος: 1.500 g

US OD CAL.20MM PVC AMMO BOX

High Impact Polypropylene

- Dimensions: 33 x 24 x 19,5 cm
- Weight: 1.500 g

- US ammo box made of plastic
- carrying handle
- removable partitions for organization of the interior

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025