



Elite Bags RESQ'S Θήκη Διασώστη

€16.05

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Αυτή η πρακτική θήκη **RESQ'S**, της εταιρίας ELITE BAGS, επιτρέπει στον διασώστη να οργανώσει με έναν συγκροτημένο και σωστό τρόπο τον εξοπλισμό του, που μπορεί να χρειαστεί σε ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης.

Το τσαντάκι RESQ'S μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε ζώνη (οριζόντια ή κάθετα).

Χαρακτηριστικά:

- Ανακλαστικοί ιμάντες που το καθιστούν ευδιάκριτο την νύχτα και την μέρα.
- Μεγάλα ανακλαστικά φερμουάρ δυο κατευθύνσεων για εύκολο άνοιγμα
- Μεγάλη επίπεδη τσέπη για ατραυματικό ψαλίδι
- Μπροστινή θήκη για παλμικό οξύμετρο και μετρητή ζαχάρου.
- Μικροί ελαστικοί ιμάντες στο μπροστινό μέρος για γάντια μιας χρήσης.
- Πλαϊνές θήκες για αεραγωγούς Guedel, στοματοφαρυγγικούς, για φακούς, κτλ.
- Ο ιμάντας πρόσδεσης της θήκης σε ζώνη, έχει την δυνατότητα να μπει οριζόντια και κάθετα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 21 x 13 x 5 cm
- Χωρητικότητα: 1,37 L
- Βάρος: 0.15 kg
- Υλικό κατασκευής: 600D Πολυεστέρας, Πλενόμενο
- Χρώμα: Κόκκινο
- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 2 kg

Χαρακτηριστικά