



MIL-TEC DEFENSE PACK

Σάκος Πλάτης με Αποσπώμενες Θήκες

€60.48

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η τσάντα **defense pack**, της εταιρίας MIL-TEC, είναι ιδανική για όλες τις καταστάσεις και όλους τους τύπους δραστηριοτήτων. Τα τρία αποσπώμενα μέρη, δυο πλαϊνά και ένα τσαντάκι μέσης, βοηθούν στην καλύτερη κατανομή του εξοπλισμού βοηθώντας τον χρήστη να βρίσκει πιο εύκολα και γρήγορα αυτό που ψάχνει.

Χαρακτηριστικά:

- Αποσπώμενο τσαντάκι μέσης με διάφορες θήκες που κλείνουν με φερμουάρ.
- Το τσαντάκι μέσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσαντάκι ώμου.
- Η τσάντα έχει ένα μεγάλο κυρίως διαμέρισμα με μια τσέπη για καλύτερη κατανομή περιεχομένου. Διαμέρισμα στο μπροστινό εξωτερικό μέρος η οποία στο εσωτερικό της έχει τσέπη κατανομής περιεχομένου.
- 2 πλαϊνές αποσπώμενες θήκες με εσωτερικές τσέπες κατανομής περιεχομένου.
- Ενισχυμένοι προσαρμόσιμοι ιμάντες ώμου με κρίκους τύπου D-Ring.
- Ενισχυμένη πλάτη έτσι ώστε να μην κουράζει την μέση σας ακόμη και όταν είναι υπερφορτωμένο.
- Προσαρμόσιμος ιμάντας μέσης αλλά και ιμάντας στήθους.
- Ιμάντες MOLLE κατά μήκος της τσάντας, τις πλαϊνές θήκες και το τσαντάκι μέσης για προσαρμογή του εξοπλισμού σας πάνω τους.
- Πόρτες στερέωσης στο κυρίως διαμέρισμα της τσάντας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας
- Ενισχυμένο με πολυβινυλοχλωρίδιο
- Ιμάντες: 100% πολυπροπυλένιο
- Μέγιστη χωρητικότητα κυρίως σάκου: 36lt