



## 5.11 Θήκη Εξεταστικών Γαντιών

**€18.10**

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Το τέλειο αξεσουάρ για διασώστες, για αυτούς που δουλεύουν ως ερευνητές σε τόπους εγκλήματος ή για αυτούς που δουλεύουν στα σώματα ασφαλείας. Αυτή η γρήγορη και αξιόπιστη θήκη εξεταστικών γαντιών, της εταιρίας 5.11, επιτρέπει στον χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση σε γάντια σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Είναι πλήρως συμβατή για ανάρτηση σε ζώνη μέσης ή ιμάντες τσάντας κλπ. Η θήκη είναι ελαφριά, ανθεκτική και αδιάβροχη.

Στα σημαντικά χαρακτηριστικά της θήκης είναι ότι στο άνοιγμα έχει διπλό λάστιχο έτσι ώστε προστατεύει τα καθαρά εξεταστικά γάντια από την υγρασία αλλά και από τη σκόνη και τις βρωμιές.

Η θήκη στο εσωτερικό της είναι σχεδιασμένη κατάλληλα έτσι ώστε να προστατεύει τα γάντια καθώς ο χρήστης κλείνει το φερμουάρ με σκοπό να μην πιάνονται σε αυτό και καταστρέφονται.

Το άνοιγμα είναι μεγάλο για να μπορεί ο χρήστης να γεμίζει εύκολα τη θήκη με γάντια ενώ ασφαλίζει με ένα εύχρηστο φερμουάρ.

#### Χαρακτηριστικά:

- Μπορεί να προσαρμοστεί σε ζώνες μέσης, σε συστήματα molle, κ.α
- Διπλό ελαστικό για προστασία των γαντιών στο εσωτερικό
- Μεγάλο άνοιγμα με φερμουάρ για ξαναγέμισμα
- Ιμάντας πάνω στο φερμουάρ για γρήγορο άνοιγμα
- Αδιάβροχη προστασία

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 1050D Νάιλον κατασκευή, ενάντια στο σκίσιμο
- Διαστάσεις: 11,4 x 7,6 x 4.4 cm
- Χωρητικότητα: 0.40 lt

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025