



MIL-TEC Τσαντάκι Ατομικού Κιτ Α' Βοηθειών (IFAK)

€9.68

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ένα τσαντάκι molle, από την εταιρία MIL-TEC. Ιδανικό για να χωρέσει όλο εκείνο τον εξοπλισμό επιβίωσης που χρειάζεται κάποιος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Κατάλληλο να προσαρμοστεί πάνω σε εξάρτηση, ζώνη ή σε κάποια άλλη τσάντα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να προσαρμοστεί πάνω του κάποιος άλλος εξοπλισμός molle καθώς στο μπροστινό μέρος έχει ιμάντες.

Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα molle στο μπροστινό και πίσω μέρος
- Φερμουάρ 2 κατευθύνσεων
- Θηλιές στα 2 πλαϊνά μέρη για ανάρτηση εξοπλισμού
- Τρύπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος έτσι ώστε το περιεχόμενο να αερίζεται και σε περίπτωση που κάποιο υγρό χυθεί να φύγει αμέσως από το τσαντάκι και να μην λερώσει άλλα αντικείμενα του εξοπλισμού
- Στο κυρίως διαμέρισμα υπάρχουν 2 ελαστικοί ιμάντες 3^{ωv} σημείων για στερέωση αντικειμένων
- Στο κυρίως διαμέρισμα υπάρχει μια τσέπη με κλείσιμο Velcro

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: 100% Πολυεστέρας
- Διαστάσεις: 19 x 7 x 23 cm