

## Ελαστικός Επίδεσμος τύπου IDEAL



**€0.71**

Αγορά

## Περιγραφή

Ideal type ελαστικοί επίδεσμοι εκρού χρώματος με υφασμένες άκρες. Φιλικοί για το δέρμα επιτρέποντας το να αναπνέει. Τα βασικά συστατικά είναι βαμβάκι, πολυεστέρας και πολυαμίδα. Με clip συγκράτησης.

Ο ελαστικός επίδεσμος είναι ένας επίδεσμος που χρησιμοποιείται για τοπική πίεση. Χρησιμοποιείται κατά κόρων για την περιποίηση μυϊκών διαστρεμμάτων και τη μείωση της ροής του αίματος σε συγκεκριμένες περιοχές με την εφαρμογή σταθερής πίεσης η οποία μπορεί να περιορίσει το πρήξιμο στο σημείο το τραυματισμού.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία καταγμάτων. Σε συνδυασμό με κάποιον εύπλαστο νάρθηκα ακινητοποιούμε το χτυπημένο άκρο έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη ακινητοποίηση μέχρι το θύμα να φτάσει στο νοσοκομείο.