



ΤyTek TVAC - Χειροκίνητη Συσκευή Αναρρόφησης Προνοσοκομειακής Φροντίδας

€39.44

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Αυτή η πλήρης συσκευή αναρρόφησης έρχεται με ένα καθετήρα μεγάλου διαμετρήματος. Μια συμπαγής συσκευή που επιτρέπει την εύκολη αναρρόφηση ασθενών που έχουν πολλές σωματικές εκκρίσεις υγρών (πχ εμετούς, σάλια, βλέννες κ.α). Το μικρό της μέγεθος την καθιστά ιδανική για όλα τα ALS κιτ Α' Βοηθειών.

Ο ελαστικός σιλικονούχος βολβός δουλεύει με αξιοπιστία ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες χωρίς να υπάρχουν απώλειες κατά την αναρρόφηση. Συμπαγής και ανθεκτικός, δημιουργεί μια πίεση αναρρόφησης 110 mmHg.

Η συσκευή περιλαμβάνει μια ανεπίστροφη βαλβίδα η οποία αποτρέπει τα υγρά να ξαναβγούν προς τα έξω από τη συσκευή αποτρέποντας τη μόλυνση του χειριστή ή την πιθανότητα να ξαναβγούν τα υγρά στον ίδιο τον ασθενή.

Ο σωλήνας του καθετήρα είναι ειδικά σχεδιασμένος στο άκρο του έτσι ώστε να μην τραυματίζει τον ασθενή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.

Η σακούλα συγκέντρωσης υγρών χωρά μέχρι και 1000ml.

Πρόκειται για συσκευή προνοσοκομειακής φροντίδας μίας χρήσης χωρίς δυνατότητα καθαρισμού ή αποστείρωσης σε κλίβανο.

NSN: 6515-01-540-7206

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025