



MIL-TEC Θήκη Μεταφοράς Τάμπλετ

€11.21

[Αγορά](#)



Περιγραφή

MIL-TEC Θήκη Μεταφοράς Τάμπλετ

Μια πρακτική θήκη – τσάντα τάμπλετ, από την εταιρεία MIL-TEC. Ιδανική για να κουβαλάτε πάντα μαζί σας τον αγαπημένο σας ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εύκολη στην χρήση και προπάντων προστατεύει το τάμπλετ του χρήστη από χτυπήματα, γρατσουνιές κτλ.

Χαρακτηριστικά:

- Πολύ πρακτική και εύχρηστη
- Αποσπώμενη χειρολαβή (βλέπε φώτο)
- Κυρίως διαμέρισμα με κλείσιμο φερμουάρ
- Μεγάλο Velcro στην μπροστινή περιοχή για προσαρμογή σήματα και διακριτικά
- Σύστημα molle στο πίσω μέρος για προσαρμογή έξτρα εξοπλισμού πάνω στην θήκη
- Επιπλέον το τάμπλετ μπορεί να στερεωθεί με 4 ελαστικούς ιμάντες μέσα στην θήκη έτσι ώστε να παραμένει σταθερό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής:
 - Εξωτερικό: 100% πολυεστέρας
 - Φόδρα: 100 % πολυεστέρας
 - Ταπετσαρία: 100% πολυαιθυλένιο
 - Επένδυση: πολυβινυλοχλωρίδιο
- Διαστάσεις: 27,5 x 3,5 x 21 cm