



TacMed K9 Tourniquet - Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης για Σκύλους και Ζώα

€35.81

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ο **ιμάντας ισχαιμης περιδεσης K9 (tourniquet)** έχει κατασκευαστεί να δουλεύει αποτελεσματικά σε κωνική ανατομία, όπως ένα πόδι υπηρεσιακού σκύλου K9 και είναι σχεδιασμένο να τοποθετείται ψηλά στο άκρο.

Έχει ενσωματωμένη τεχνολογία η οποία αποτρέπει τον ιμάντα να γλιστρήσει από το πόδι του ζώου το οποίο θα οδηγούσε σε απώλεια πίεσης. Η ολίσθηση του ιμάντα παρουσιάζεται όταν το ζώο αρχίσει να κινείται. Η ολίσθηση είναι ένα κοινό πρόβλημα όταν οι ιμάντες ή οι πιεστικοί επίδεσμοι είναι σχεδιασμένοι για ανθρώπους. Ο ιμάντας ισχαιμης περιδεσης K9 αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα έχοντας έναν πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής.

Δεν προσφέρεται για χρήση σε ανθρώπους

An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025