



Πακέτο Απινιδωτή IPAD CU-SP1 & Στεγανό Κουτί Αποθήκευσης

€1,050.00

Αγορά



Περιγραφή

Αυτό το πακέτο απινιδωτή προσφέρει έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή IPAD CU-SP1, ένα απόλυτα στεγανό κουτί αποθήκευσης, ένα πλήρες βοηθητικό kit απινίδωσης και ένα αυτοκόλλητο ένδειξης απινιδωτή στον χώρο.

Το πακέτο απινίδωσης περιλαμβάνει:

- Αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή IPAD CU-SP1 το οποίο περιέχει:
 - 1x Θήκη μεταφοράς
 - 1x Ζεύγος ηλεκτρόδια ενηλίκων/παιδιού (2 σε 1)
 - 1x Μπαταρία διάρκειας ~ 5 ετών
- Απόλυτα στεγανό κουτί αποθήκευσης Poseidon 70
- Βοηθητικό kit απινίδωσης το οποίο περιέχει:
 - 1x Ατραυματικό ψαλίδι ρούχων Α' βοηθειών
 - 1x Ειδικό χειρουργικό ξυράφι
 - 2x Ζεύγη εξεταστικά γάντια Latex
 - 2x Μάσκες προσώπου ανάνηψης τεχνητής αναπνοής σε φακελάκι
 - 2x Αντισηπτικά μαντηλάκια καθαρισμού θύματος
 - 1x Πετσέτα μικροϊνών για καθαρισμό του στήθους του θύματος
 - Τσαντάκι Α' Βοηθειών με Ελληνική Επιγραφή «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»
- Αυτοκόλλητο ένδειξης απινιδωτή στον χώρο

Το kit αυτό είναι ιδανικό για τους επαγγελματίες υγείας σε ασθενοφόρα, ελικόπτερα, μηχανές διασώστη, κλπ αλλά και για τους ιδιώτες σε φορητά, λεωφορεία, σκάφη, γιοτ, αεροπλάνα, ελικόπτερα και τζετ