



## MIL-TEC Σάκος Πλάτης Paracord SM 20 Λίτρων - Χακί

**€47.98**

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

## MIL-TEC Σάκος Πλάτης Paracord SM 20 Λίτρων

Επιχειρησιακός σάκος πλάτης από την εταιρεία MIL-TEC. Με σύστημα molle τύπου laser cut στο μπροστινό μέρος και τις πλαϊνές τσέπες. Επίσης στο εξωτερικό μπροστά μέρος της τσάντας υπάρχει Velcro έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να προσαρμόσει διακριτικά σήματα.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ένα μεγάλο διαμέρισμα το οποίο έχει διάφορες θήκες οργάνωσης προσωπικών και άλλων αντικειμένων όπως στυλό, μολύβια, φακό, κινητό κ.α

Στο κυρίως διαμέρισμα του σάκου υπάρχει μια διχτυωτή τσέπη από το ένα τοίχωμα ενώ από το άλλο υπάρχει μια τσέπη ιδανική για τοποθέτηση υδροδοχείου η οποία κλείνει με ιμάντα Velcro. Στο επάνω μέρος του κυρίως διαμερίσματος υπάρχει μια τρύπα από την οποία μπορεί να περάσει το σωληνάκι του υδροδοχείου ή τα καλώδια ακουστικών από τον ασύρματο ή το κινητό σας.

Στο πίσω μέρος της τσάντας υπάρχει μια θήκη στην οποία υπάρχει μια τσέπη επίσης ιδανική για υδροδοχείο.

#### Χαρακτηριστικά:

- Όλες οι θήκες κλείνουν με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης
- Εργονομική ενισχυμένη πλάτη
- Προσαρμόσιμος ιμάντας μέσης και στήθους με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης

- Εργονομικοί ενισχυμένοι ιμάντες ώμου με κρίκους τύπου D-ring για ανάρτηση αντικειμένων
- Στους ιμάντες ώμου υπάρχουν μικροί κάθετοι ιμάντες για προσαρμογή περεταίρω εξοπλισμού molle
- Χειρολαβή από σχοινί paracord
- Ιμάντες στο πλάι έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να σφίξει και να προσαρμόσει το μέγεθος του σάκου

#### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Συνολική χωρητικότητα: 20 Liter
- Διαστάσεις: 31 x 26 x 44 cm
- Βάρος: 1.100 g

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025