



MIL-TEC Επιχειρησιακός Σάκος Πλάτης - 55 Λίτρα

€48.39

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ένας μεγάλος επιχειρησιακός σάκος από την εταιρεία MIL-TEC. Διαθέτει ένα μεγάλο κυρίως διαμέρισμα με μια εσωτερική τσέπη για τοποθέτηση και στερέωση αντικειμένων όπως λάπτοπ ή τάμπλετ.

Στην βάση της τσάντας υπάρχει μια μεγάλη ενιαία θήκη όπως επίσης και στα πλαϊνά της τσάντας οι οποίες κλείνουν με φερμουάρ.

Στο εξωτερικό μπροστινό μέρος της τσάντας υπάρχουν δυο τσέπες η μια με κλείσιμο φερμουάρ και η άλλη μια δυχτωτή ελαστική.

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλο κυρίως διαμέρισμα το οποίο κλείνει με κορδόνι σφικτήρα σχοινού
- 3 εξωτερικές τσέπες
- εξωτερική δυχτωτή τσέπη
- Θήκη στην βάση της τσάντας
- Αλουμινένιο πλαίσιο
- Ενισχυμένοι ιμάντες ώμου και ιμάντας μέσης.
- Ιμάντας συγκράτησης στήθους
- Τσέπη στο πάνω μέρος της τσάντας με φερμουάρ
- Χειρολαβή
- Ιμάντες σε διάφορα σημεία της τσάντας για προσαρμογή έξτρα εξοπλισμού (σκηνή, υπνόσακος, κ.α)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: 100% Polyester, υδροφοβικό
- Διαστάσεις: 35 x 18 x 54 cm
- Χωρητικότητα: 55 liter

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025