



## Φλεβοκαθετήρας με Βαλβίδα

€0.60

Αγορά

## Περιγραφή

### Φλεβοκαθετήρας με Βαλβίδα

Μιας χρήσης φλεβοκαθετήρες μεγέθους **16G**, **18G**, **20G**, **22G** και **24G** με βαλβίδα έγχυσης, μαλακά φτερά και βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη διείσδυση και σταθερή, ασφαλή στερέωση. Εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ομαλή ροή του αίματος χωρίς διαρροές, χάρη στην λεία εσωτερική τους επιφάνεια.

Ο φλεβοκαθετήρας με βαλβίδα είναι ένα άριστης ποιότητας προϊόν, κατάλληλο για την ασφαλή ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων στον ασθενή. Διαθέτει αρσενικό πώμα Luer Lock, ελαστικά φτερά στήριξης και ακτινοσκοιερή βελόνα.

Ο φλεβοκαθετήρας διατηρεί την ελαστικότητα και το σχήμα του χωρίς να τσακίζει κατά την εισαγωγή. Ο οδηγός διαθέτει τρία επίπεδα λείανσης και η αιχμή της βελόνας λεπταίνει ομαλά, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση του χωρίς να προκαλεί την μαραμικρή ενόχληση στον ασθενή.

Η υψηλή βιοσυμβατότητα του φλεβοκαθετήρα προσφέρει αυξημένη προστασία του περιφερειακού φλεβικού συστήματος και επιτρέπει τη μεγάλη παραμονή στον ασθενή, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες επιπλοκών λόγω θρομβοφλεβίτιδας και τοπικών λοιμώξεων.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ
16G	ΓΚΡΙ	1.8 x 45 mm	180 ml/min
18G	ΠΡΑΣΙΝΟ	1.3 x 45 mm	95 ml/min
20G	ΡΟΖ	1.1 x 32 mm	65 ml/min
22G	ΜΠΛΕ	0.9 x 25 mm	36 ml/min
24G	ΚΙΤΡΙΝΟ	0.7 x 19 mm	23 ml/min

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025