



## Ατραυματικό Στρατιωτικό Ψαλίδι Α' Βοηθειών 19 cm

**€5.24**

Αγορά



### Περιγραφή

Τα ατραυματικά ψαλίδια Α' Βοηθειών είναι ένας τύπος ψαλιδιών τα οποία χρησιμοποιούνται από διασώστες, νοσοκόμους μάχης και ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τομέα προνοσοκομειακής φροντίδας έτσι ώστε να μπορούν, γρήγορα και με ασφάλεια, να κόβουν ρούχα από τραυματίες και ασθενείς. Τελευταία τα διασωστικά ψαλίδια αποτελούν βασικό εξοπλισμό και στα ατομικές συλλογές μάχης (IFAK).

Είναι σχεδιασμένα με μια ιδιαίτερη κλίση στον άξονά τους, έτσι ώστε να ασκούν μεγαλύτερη δύναμη και να κόβουν εύκολα σκληρά υφάσματα όπως ζώνες ασφαλείας, δέρμα και μπλουτζίν.

Το συγκεκριμένο ατραυματικό ψαλίδι είναι κατασκευασμένο με μια tactical (χαμηλού οπτικού ίχνους) μαύρη ανοξειδωτή λάμα 19cm, η οποία φέρει χάραξη με laser στη λάμα με το λογότυπο της εταιρείας μας (TacMed GR) και λαβή σε διάφορα χρώματα.

Επιλέξαμε ελαφρώς οδοντωτή λάμα για μεγαλύτερη απόδοση και σταθερότητα κοπής. Ο πύρος που συνδέει τις δύο λάμες είναι από ανθεκτικό κράμμα μετάλλων για να αντέχει τις πιέσεις. Τα ψαλίδια μας μπορούν να κόψουν ακόμη και ανθεκτικότερο δέρμα στρατιωτικού άρβυλου.

Πωλούνται συσκευασμένα σε σακουλάκι με στεγανό κλείσιμο ZIP και καρτέλα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τα ψαλίδια της εταιρείας μας έχουν την δυνατότητα εκτός από την απλή αποστείρωση με αντισηπτικά υγρά ή μαντηλάκια να αποστειρώνονται σε κλίβανο στους 143 °C.

Πιστοποίηση CE.

# Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΝΟΣ (1)  
ΕΤΟΥΣ

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025