



Tac Med Ultralight Poleless Litter Φορείο Μεταφοράς Τραυματία Τύπου Σεντόνι

€61.30

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το **Ultralight Poleless Litter** είναι ένα εξαιρετικά συμπαγές, πολυχρηστικό σύστημα μεταφοράς τραυματία σχεδιασμένο για ιατρικό προσωπικό ή για μεμονωμένους στρατιώτες.

Το Ultralight επιτρέπει στον χρήστη να έχει πάντα μαζί του ένα μέσο για τη μεταφορά ενός τραυματία χωρίς να χρειάζεται να έχει μαζί του ένα ολόκληρο φορείο και να μεταφέρει ένα επιπρόσθετο υπερβολικό βάρος.

Χαρακτηριστικά:

- Ελαφρύ σε βάρος
- Ανθεκτικό υλικό
- 6 χειρολαβές μεταφοράς περιμετρικά του φορείου
- Υλικό που είναι εύκολα πλενόμενο και καθαριζόμενο
- Μεταφορά έως 300 κιλά.
- **Διαστάσεις: 185 x 72 cm**