



MIL-TEC Πετσέτα Μείωσης Θερμοκρασίας Σώματος

€2.66

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Η πετσέτα μείωσης θερμοκρασίας σώματος, της εταιρείας MIL-TEC, είναι ένα προϊόν το οποίο υιοθετεί την τεχνολογία ξένου πυρήνα με την ειδική δομή του απορροφητικού ιδρώτα, κυκλοφορίας, εξάτμισης.

Εφόσον το ύφασμα είναι εμποτισμένο με νερό (σε οποιαδήποτε θερμοκρασία), μπορεί να αντιδράσει με άμεση ανακούφιση από την ψύξη. Είναι αντιβακτηριακό, αντι-ακάθαρτο, αντι-υν, αντιστατικό, αναπνέει και στεγνώνει γρήγορα. Ανεξάρτητα από τις φορές χρήσης, το φαινόμενο ψύξης θα παραμείνει το ίδιο.

Πως λειτουργεί:

1. Βρέξτε με νερό την πετσέτα, στύψτε την απαλά και τεντώστε την ορισμένες φορές. Θα πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα να ψυχθεί.
2. Ξανα τεντώστε την μερικές φορές για να ψυχθεί ξανά όταν αρχίσει να ζεσταίνεται.
3. Κρατήστε την κρύα με το να την βρέχετε, να την στύβετε και να την τεντώνετε.

Χαρακτηριστικά:

- Ελαφριά σε βάρος
- Αναζωογονητική και αναπνεύσιμη
- Απορροφά τον ιδρώτα
- 98% ποσοστό αποκλεισμού υπεριώδους ακτινοβολίας UV, 50+ προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV
- Δεν περιέχει χημικά, φυσική ψύξη
- Νερό κανονικής θερμοκρασίας ή ακόμη και ιδρώτας μπορεί να δημιουργήσει την ενέργεια της ψύξης.
- Πλενόμενη στο πλυντήριο
- Όσο το ύφασμα είναι εμποτισμένο με νερό, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ιδιότητες ψύξης της απλά με το τέντωμα της πετσέτας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και με ζεστά υγρά και να ενεργοποιηθούν οι ιδιότητες ψύξης της.
- Στιγμιαία και σταθερή ψύξη

- Είναι ιδανική για αθλητές και ανθρώπους που ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες ή που εργάζονται σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες.
- Εύκολη στην μεταφορά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: 55% Πολυαμίδη, 45% Πολυεστέρας
 - Διαστάσεις: 100 x 31 cm
 - Βάρος: 50 g
-

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025