



## MIL-TEC Πτυσσόμενο Πτυοσκάπανο

€16.13

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### MIL-TEC Πτυσσόμενο Πτυοσκάπανο

Μικρού μεγέθους και στρατιωτικού τύπου πτυοσκάπανο (φτυάρι), μαύρου χρώματος. Διπλώνει σε 3 κομμάτια για ευκολία μεταφοράς και εξοικονόμηση χώρου. **Διπλώνει στα τρία. Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς.**

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Λεπίδα φτυαριού:
- Χειρολαβή: Νάιλον
- Θήκη: 100% Πολυεστέρας
- Διαστάσεις λεπίδας φτυαριού: 21 x 15 cm
- Πάχος λεπίδας φτυαριού: 2 mm
- Συνολικό μήκος: 58 cm
- Μήκος αναδιπλωμένο: 24 cm
- Βάρος: 1.220 g