



MIL-TEC Στρατιωτικό Μαχαίρι KM2000 (440)

€25.73

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ένα συμπαγές μαχαίρι, κατασκευασμένο από την εταιρεία MIL-TEC, με μια μεγάλη ισχυρή λεπίδα το οποίο έρχεται μια σκληρή πλαστική θήκη η οποία έχει την δυνατότητα ανάρτησης σε ζώνη.

- Επαναπαραγωγή του γνήσιου KM2000 των γερμανικών δυνάμεων στρατού
- Λεπίδα από 440 μέταλλο
- Μερική οδοντωτή λεπίδα
- Εργονομική λαβή με οπή ανάρτησης και ακίδα θραύσης κρυστάλλων στην άκρη της
- Η πλαστική θήκη του μπορεί να προσαρμοστεί στην ζώνη του παντελονιού – η οποιαδήποτε άλλη ζώνη ή molle – χάρις στην θήκη ζώνης που το συνοδεύει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Λεπίδα: 440 Steel
- Χειρολαβή και θήκη: Ενισχυμένο πλαστικό
- Βάση ζώνης: 100% Nylon
- Μήκος λεπίδας: 17,5 cm
- Συνολικό μήκος: 30 cm
- Βάρος μαχαιριού: 280 g
- Συνολικό βάρος: 480 g