



Mil-Tec Black Cobra Μεγάλο Πολυεργαλείο με Θήκη

€16.94

Αγορά



Περιγραφή

Απίστευτη ποιότητα σε αυτή την τιμή από την Mil-Tec Γερμανίας. Το πολυεργαλείο έχει ειδική διαμόρφωση σχήματος έτσι ώστε όλα τα εργαλεία ανοίγουν με το ένα χέρι ακόμη και με γάντια. Συνοδεύεται με ιμάντα κρέμασης.

Το κουτί της συσκευασίας είναι ποιοτικό και με μαγνητικό κλείσιμο, ιδανικό για δώρο στους αγαπημένους σας.

Περιλαμβάνει θήκη ζώνης.

Χαρακτηριστικά:

- Συνολικό μήκος κλειστό: 17 εκ.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό κατάλληλο για έντονη χρήση
- Βάρος: 308 γρ.
- Διαστάσεις πακέτου: 11 x 4,5 x 2,5 cm
- Ατσάλι 2Cr13

Εργαλεία:

- πένσα με κόφτη
- ίσιο κατσαβίδι (3 διαφορετικά)
- σταυροκατσαβίδο
- ακίδα σουβλί
- λίμα
- μαχαίρι
- ανοικτήρι
- πριόνι