



## MIL-TEC Παγούρι Στρατιωτικό με Τσάντα Μεταφοράς

**€8.06**

[Αγορά](#)

### Περιγραφή

Στρατιωτικό παγούρι, από την εταιρεία MIL-TEC, με τσάντα μεταφοράς η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε ζώνη ή σύστημα molle ενώ διαθέτει και ιμάντα για ανάρτηση στον ώμο.

#### Χαρακτηριστικά:

- Με κρίκο που συνδέετε με το καπάκι έτσι ώστε να αποφευχθεί η απώλεια του
- Τσάντα με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης με μικρή τσέπη
- Ιμάντας μεταφοράς

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μπουκάλι: 100% Πολυουρεθάνη
- Τσάντα: 100% Πολυεστέρας
- Ιμάντας ανάρτησης: 100% Πολυεστέρας
- Συνολική χωρητικότητα: περίπου 1,9 λίτρα