



MIL-TEC Αδιάβροχος Σάκος Πλάτης Assault 20 Λίτρων - Μαύρος

€36.29

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Σάκος πλάτης, από την εταιρεία MIL-TEC, σε τακτικό **αδιάβροχο** σχέδιο.

Χαρακτηριστικά:

- Ενισχυμένη πλάτη
- Εργονομικά διαμορφωμένα λουριά ώμου, περίπου 5 cm πλάτος και ρυθμιζόμενα σε μήκος
- Ιμάντες πάνω στα λουριά ώμου για προσαρμογή πρόσθετου εξοπλισμού
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας μέσης – έτσι ώστε η τσάντα να μένει σταθερή πάνω στην πλάτη - με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης
- Χειρολαβή από σχοινί paracord η οποία είναι αφαιρούμενη χάρις τα κλιπ ταχείας απελευθέρωσης καθιστώντας δυνατό να γίνει και βραχιόλι στο χέρι του χρήστη.
- Δύο μεγάλες θήκες στο μπροστινό μέρος με κλείσιμο φερμουάρ και διάφορες τσέπες στο εσωτερικό τους για προσωπικά αντικείμενα κλπ
- Όλα τα φερμουάρ της τσάντας είναι δυο κατευθύνσεων
- Στο πλάι υπάρχουν ιμάντες σύσφιξης οι οποίοι επιτρέπουν τον έλεγχο του μεγέθους της τσάντας και συνεπώς την μείωση του όγκου του περιεχομένου.
- Κατά μήκος της τσάντας υπάρχουν πολλοί ιμάντες molle έτσι ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει περαιτέρω εξοπλισμό.
- Στο πίσω μέρος της τσάντας υπάρχει ειδική θήκη για προσαρμογή υδροδοχείου
- Στο μπροστινό μέρος της τσάντας υπάρχει σύστημα με ελαστικούς ιμάντες για προσαρμογή εξοπλισμού (πχ. κράνος)
- Στο μπροστινό μέρος της τσάντας υπάρχει μια περιοχή έτσι ώστε ο χρήστης να προσαρμόσει διακριτικά και σήματα. Συμπεριλαμβάνεται ένα αφαιρούμενο σήμα
- Συμπεριλαμβάνεται ένα καραμπίνερ από ABS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό: 100% πολυεστέρας, επικαλυμμένη με πολυουρεθάνη
- Επένδυση: 100% πολυεστέρας

- Ταπετσαρία: Αφρός EVA
 - Συνολική χωρητικότητα: **20 λίτρα**
 - Διαστάσεις: 42 x 20 x 25 cm
 - Βάρος: περίπου 1.100 g
-

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025