



TEE-UU TEAM Organizer Σεμιναρίων & Διαχείρισης Κρίσεων

€45.89

Αγορά



Περιγραφή

Το **organizer TEAM**, της εταιρείας TEE-UU είναι το ιδανικό εργαλείο σε ένα σεμινάριο, σε ένα meeting ή ένα εκπαιδευτικό μάθημα Α' Βοηθειών αλλά και σε μια επιχείριση έκτακτης ανάγκης.

Η λεπτή θήκη παρέχει χώρο και θήκες σε διάφορα μεγέθη για έγγραφα, στυλό και διάφορα αναλώσιμα, όπως σημειωματάρια, κολλητικές ετικέτες, κόλλες A4 κλπ.

Το αποσπώμενο ντοσιέ με κλίπ που περιλαμβάνει και θήκη για στυλό μπορεί επίσης να αποθηκευτεί μέσα στο organizer.

Το αποσπώμενο ντοσιέ μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι αποθηκευμένο στο εσωτερικό του **organizer TEAM** είτε μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο του. Χάρη στο Velcro που έχει μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του organizer.

Το organizerTEAM μπορεί να κλείσει με ασφάλεια με το φερμουάρ.

Χαρακτηριστικά:

- Εσωτερικά του organizer:
 - 3x θήκες για στυλό
 - Διάφορα διαμερίσματα για έντυπα

- 1x διχτυωτή τσέπη για μικροαντικείμενα
- 1x διάφανη θήκη
- 1x μεγάλη θήκη για στερέωση του ντοσιέ
- Εξωτερικά του organizer:
 - Ταινία Velcro για στερέωση του ντοσιέ
 - 50mm αντανάκλαστική λωρίδα στην εξωτερική μπροστινή πλευρά
 - Διάφανη τσέπη ταυτότητας για να αναγράφει ο χρήστης το όνομα του και να μην χάνει ποτέ το organizer
 - Φερμουάρ κατά μήκος του organizer με μεγάλη λαβή για εύκολο κλείσιμο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: (W x H x D): 26 x 37,5 x 3 cm
- Βάρος: 1,06 kg
- Υλικό: 100% polyester

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025