

## MIL-TEC Τσαντάκι Μέσης



€11.29

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Τσαντάκι μέσης, από την εταιρεία MIL-TEC, με διάφορα διαμερίσματα και τσέπες.

### Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλο κυρίως διαμέρισμα με φερμουάρ και εσωτερική τσέπη.
- Μπροστινή τσέπη με κλείσιμο Velcro και μικρή τσέπη με φερμουάρ.
- Πλατύς ρυθμιζόμενος ιμάντας κατά μήκος και κλιπ ταχείας απελευθέρωσης.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 100% Polyester
- Διαστάσεις: 23 x 15 x 8 cm
- Βάρος: 150 g