

MIL-TEC Τσαντάκι Μέσης



€14.84

Αγορά



Περιγραφή

MIL-TEC Τσαντάκι Μέσης

Τσαντάκι μέσης, από την εταιρεία MIL-TEC, με διάφορα διαμερίσματα και θήκες. Είναι ένα τσαντάκι γενικής χρήσης που όμως μπορεί να αποτελέσει άνετα ένα κιτ Α' Βοηθειών.

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλο κυρίως διαμέρισμα με φερμουάρ. Στο εσωτερικό του από την μια πλευρά του τοιχώματος υπάρχει ένα πανελ Velcro για προσαρμογή επιπλέον εξοπλισμού. Από την άλλη πλευρά του τοιχώματος υπάρχουν ελαστικοί ιμάντες για στερέωση εξοπλισμού
- Πλαϊνή τσέπη με κλείσιμο velcro
- Πλαϊνή τσέπη με φερμουάρ
- Μπροστινή τσέπη με διαχωριστικό για καλύτερη κατανομή του περιεχομένου
- Ρυθμιζόμενος κατά μήκος ιμάντας μέσης με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης.
- Ενισχυμένο το πίσω μέρος το οποίο έρχεται σε επαφή με την λεκάνη του χρήστη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 100% Polyester, Polyvinylchloride coated
- Διαστάσεις: 40 x 15 x 8 cm