



Katadyn BeFree 1Lt Δοχείο Νερού με Φίλτρο

€46.77

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το δοχείο νερού με φίλτρο, της εταιρείας Katadyn, είναι ιδανικό για tactical καταστάσεις και κυρίως συνθήκες επιβίωσης. Διαθέτει ενσωματωμένο πτυσσόμενο παγούρι για να μην πιάνει πολύ χώρο στο σακίδιο και να είναι εύκολη η μεταφορά του.

Το φίλτρο είναι κατασκευασμένο από EZ-Clean Membrane με Hollow Fibers ενώ το παγούρι του, χωρητικότητας ενός λίτρου, είναι από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη Hydrapak® SoftFlask 100% απαλλαγμένα από PVC και BPA.

Η τεχνολογία καθαρισμού του νερού που χρησιμοποιεί είναι Hollow fiber φίλτρο 0,1 micron (0,0001 mm) EZ-Clean Membrane. Αυτό φέρει ως αποτέλεσμα να είναι ικανό να καθαρίσει έως και 1.000 λίτρα νερού (ανάλογα με την ποιότητα του νερού) και να αφαιρεί αποτελεσματικά βακτήρια, κύστες και ιζήματα.

Μπορεί ανάλογα με την ποιότητα του νερού να καθαρίσει έως δύο λίτρα το λεπτό και οι διαστάσεις του είναι 26,5 x 8 x 6.5cm.