



MIL-TEC Σάκος Πλάτης Assault LG Tactical 36 Λίτρων - Χακί/Άμμου

€31.45

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Επαγγελματικός σάκος πλάτης τύπου Assault της εταιρίας MIL-TEC. Είναι ο μικρός σάκος της σειράς με χωρητικότητα 36 λίτρα. Είναι εργονομικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην κουράζει την πλάτη και την μέση του χρήστη. Τα μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι γεμάτο με **θέσεις MOLLE** έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να στερεώσει επιπλέον εξοπλισμό αλλά και ότι έχει ειδική θέση για τοποθέτηση **υδροδοχείου**.

Το Assault Pack της Mil-Tec είναι ένα πολύ άνετο και ελαφρύ σακίδιο εφόδου κατασκευασμένο από ανθεκτικό νάιλον. Το εξωτερικό μέρος είναι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC για αδιαβροχοποίηση. Το εσωτερικό του είναι 100% πολυεστερικό και η πλάτη είναι επενδεδυμένη με ελαφρύ EVA.

Χαρακτηριστικά:

- Εκδοση διπλού χρωματισμού του επίσημου σάκου πλάτης US Assault
- Ενισχυμένη πλάτη
- Εργονομικό σχήμα λουριά ώμου, περίπου 5 cm πλάτος, ρυθμιζόμενο μήκος
- Σύστημα molle για την τοποθέτηση επιπλέον υλικό
- Με ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης για γρήγορη απελευθέρωση
- 2 μεγάλες θήκες με φερμουάρ και διάφορες τσέπες
- 1 μπροστινή τσέπη με organizer και μια επιπλέον θήκη με φερμουάρ
- Όλα τα με φερμουάρ είναι διπλής κατεύθυνσης
- Έλεγχος όγκου και σταθεροποίηση των αποσκευών με πλάγιους ιμάντες συμπίεσης
- Διάφορα MOLLE σημεία στερέωσης
- Με ειδική τσέπη για τοποθέτηση υδροδοχείου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Εσωτερικό: 100% πολυεστέρας επικαλυμμένο με 100% PVC
- Εσωτερικό: 100% πολυεστέρας
- Πλάτη: επένδυση με ελαφρύ EVA

- Συνολικός Όγκος: 36 λίτρα
- Διαστάσεις: 42 x 20 x 25 cm
- Βάρος: 1100 gr

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025