



MIL-TEC Σάκος Μεταφοράς Εξοπλισμού

€45.00

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Σάκος μεταφοράς, από την εταιρεία MIL-TEC. Ιδανικός για μεταφορά του ατομικού εξοπλισμού του κάθε στρατιώτη, αστυνομικού και όλων των ανθρώπων που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

- 2x εξωτερικές τσέπες
- Τσέπη με φερμουάρ και διάφανο πανελ για καρτελάκι με το όνομα του κατόχου
- 2x εσωτερικές τσέπες με κλείσιμο velcro
- Περιλαμβάνει και ιμάντες ώμου έτσι ώστε να μπορεί να γίνει πολύ εύκολα τσάντα πλάτης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας με επένδυση πολυβινυλοχλωρίδιου
- Υδρόφοβο
- Βάση τσάντας: 100% πολυβινυλοχλωρίδιο
- Διαστάσεις: 77 x 36 x 26 cm