



MIL-TEC Στρατιωτικός Σάκος Μεταφοράς

€21.77

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Ένας στρατιωτικός σάκος μεταφοράς, από την εταιρεία MIL-TEC, κατασκευασμένος από 100% βαμβάκι. Το γνωστό σε όλους «λουκάνικο» έχει μεγάλη χωρητικότητα έως και 75 λίτρα.

Χαρακτηριστικά:

- Με δυο ρυθμιζόμενους ιμάντες ανατομικούς
- Με εξωτερική τσέπη
- Χειρολαβή μεταφοράς

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής τσάντας: 100% Βαμβάκι
- Διαστάσεις: 100 x 50 cm
- Συνολική χωρητικότητα: 75 λίτρα