



MIL-TEC Τσεκούρι Επιβίωσης με Θήκη

€17.74

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Τσεκούρι επιβίωσης, από την εταιρεία MIL-TEC, με εργονομική, άνετη βιδωτή λαβή. Το κεφάλι του τσεκουριού είναι από εξαιρετικό ανθεκτικό μέταλλο όπου πάνω του έχει τρία εργαλεία κλειδιά σε διαφορετικά μεγέθη όπως επίσης και έναν γάντζο τραβήγματος. Συμπεριλαμβάνει και μια θήκη μεταφοράς που στο πίσω μέρος της έχει ιμάντα για να προσαρμόζεται σε ζώνη ή σε άλλο εξοπλισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής κεφαλής: 3CR13 Steel
- Χειρολαβή: ABS plastic
- Θήκη: 100% Nylon
- Μήκος λεπίδας: 11,5 cm
- Συνολικό μήκος: 32,5 cm
- Βάρος: 380 g